

Требования для образца кала при сдаче его на анализ

Обыкновенная бактериальная проба кала

Сдайте на анализ порцию свежепроизведенного кала размером с грецкий орех, помещенного в чистый непротекаемый контейнер. Если ожидается задержка с доставкой образца в лабораторию более чем на 2 часа, поместите его в контейнер «Cary-Blair» или воспользуйтесь другим средством доставки внутрикишечных образцов. **НЕ** храните образец в охлажденной среде.

Проба на наличие паразитов и их яиц

Сдайте на анализ порцию свежепроизведенного кала размером с грецкий орех, помещенного в чистый непротекаемый контейнер. Многочисленные образцы для пробы на паразитов и яйца должны быть произведены с интервалами в 24 часа. Каждый из образцов необходимо сдать либо сразу после его производства, либо доставить, поместив его в консервант (предоставленный PAML). Образцы можно поместить в холодильник. При подозрении на амёбную дизентерию, **НЕМЕДЛЕННО** доставьте образец кала комнатной температуры в лабораторию.

Проба на токсин *Clostridium Difficile* или ротавирус

Сдайте на анализ порцию свежепроизведенного кала размером с грецкий орех (для анализа на ротавирус достаточно будет образца размером с фасоль), помещенного в чистый непротекаемый контейнер. Образец можно хранить в холодильнике.

Обыкновенная вирусная проба

Сдайте на анализ порцию свежепроизведенного кала размером с грецкий орех, помещенного в чистый непротекаемый контейнер. Если ожидается задержка с доставкой образца в лабораторию более чем на 2 часа, выберите небольшое количество кала при помощи тампона Dacron® и отошлите его, поместив в контейнер для доставки вирусных образцов (VTM). *Предпочтительным методом подготовки образца для внутрикишечных вирусных проб является мазок тампоном заднего прохода и помещение его в контейнер для доставки вирусных образцов.*

Приведенные выше требования отражают практику проведения анализов в медицинских лабораториях «Pathology Associates» или в медицинском центре «Sacred Heart» города Спокен (штат Вашингтон). Требования к проведению анализов в других организациях могут отличаться от здесь приведенных.



Подготовлено для клиентов следующих организаций:

PATHOLOGY ASSOCIATES MEDICAL LABORATORIES • PACLAB NETWORK LABORATORIES
TRI - CITIES LABORATORY • TREASURE VALLEY LABORATORY • ALPHA MEDICAL LABORATORY