

Requisitos para la muestra de heces

Cultivo de heces bacteriano rutinario

Entregue una muestra de heces del tamaño de una nuez en un envase hermético y limpio. Si prevé que habrá un retraso de dos horas o más para entregar la muestra al laboratorio, entregue parte de la muestra de heces en un tubo Cary-Blair® o con medio de transporte entérico. **NO** coloque la muestra en refrigeración.

Huevos y parásitos

Entregue una muestra de heces del tamaño de una nuez en un envase hermético y limpio. Las muestras múltiples para detectar huevos y parásitos deben ser recolectadas por lo menos con una diferencia de 24 horas y cada una debe ser entregada inmediatamente después de la recolección o debe ser transportada en un envase con conservante (suministrado por PAML). Las muestras se pueden poner en refrigeración. Si se sospecha de amebiasis (disentería amébrica), transporte la muestra **INMEDIATAMENTE** a temperatura ambiental.

Toxina *Clostridium difficile* rotavirus

Entregue una muestra de heces del tamaño de una nuez (se acepta más pequeña para el rotavirus) en un envase hermético y limpio. Coloque la muestra en refrigeración.

Cultivo de heces vírico rutinario

Entregue una muestra de heces del tamaño de una nuez en un envase hermético y limpio. Coloque la muestra en refrigeración. Si se anticipa que habrá un retraso de dos horas o más para entregar la muestra al laboratorio, entregue parte de la muestra de heces en un hisopo Dacron® y envíelo en medio de transporte viral (VTM). *Un hisopo rectal en medio de transporte vírico es la muestra de preferencia para cultivos para virus entérico.*

Estos requisitos reflejan las pruebas realizadas en Pathology Associates Medical Laboratories o Sacred Heart Medical Center en Spokane, Washington. Los requisitos para las pruebas que se realizan en otras ubicaciones podrían variar.



Para los clientes de

PATHOLOGY ASSOCIATES MEDICAL LABORATORIES • PACLAB NETWORK LABORATORIES
TRI - CITIES LABORATORY • TREASURE VALLEY LABORATORY • ALPHA MEDICAL LABORATORY